

## Hinweise zur Entnahme von Mundschleimhautabstrichen

Im folgenden Abschnitt finden Sie die Vorgehensweise für die Probenentnahme zum Zwecke einer Abstammungsuntersuchung.

- Beigefügte Niederschrift über die Probenentnahme (Kontrolle des Personalausweises/Reisepasses/Geburtsurkunde) in Gegenwart des Probanden **sorgfältig** und **vollständig** ausfüllen. Sowohl der Proband als auch die Proben entnehmende Person müssen den Niederschriftsbogen unterschreiben (bei minderjährigen Kindern bitte der/die Sorgeberechtigten) und die Proben entnehmende Person **muss** den Bogen mit Stempel versehen. Zur Identitätssicherung sollte von dem Probanden ein Lichtbild angefertigt werden.
- Abnahme eines Fingerabdrucks des linken Daumens des Probanden (bei Kindern linker Fuß)
- Anfertigung von Kopien des Personalausweises/Reisepasses bzw. Geburtsurkunde
- Entnahmegefäß eindeutig mit Vor- und Zuname sowie Geburtsdatum des Probanden beschriften (Wattestiertupfer **und** Röhrchen).
- Etwa 15-20 x kräftig mit dem Tupfer an der Wangeninnenseite entlangreiben (unter leichtem Drehen). Wattestiertupfer ca. 2 h bei Raumtemperatur an einem sauberen Ort trocknen lassen und anschließend die Tupfer wieder in die entsprechende Umhüllung stecken. Bitte **2 Tupfer pro Person** entnehmen.
- Versendung der Röhrchen zusammen mit den Niederschriften und den entsprechenden Kopien im beigefügten Beutel über den normalen Postweg.
- Die Rechnung (2-fach) für die Probenentnahme senden Sie bitte an uns.